



¿Porqué es importante utilizar una estufa de secado en tu industria?

Este es un instrumento que se usa para secar y esterilizar recipientes de vidrio, los cuales provienen de un lavado de laboratorio. Para mantener su potencia, se deben controlar diversos estos factores para conservar la apariencia, tamaño, dureza, color, así como la estabilidad, la potencia y características microbiológicas como la presencia de gérmenes. Elementos suficientes para controlar la humedad en tus procesos.



¿Cómo funciona una Estufa de Calentamiento?

La estufa de secado se emplea para esterilizar o secar el material de vidrio y metal utilizado en los exámenes o pruebas, que realiza el laboratorio y que proviene de la sección de lavado, donde se envía luego de ser usado en algún procedimiento. La esterilización que se efectúa en la estufa se denomina de calor seco; la cristalería, al ser calentada por aire a alta temperatura, absorbe la humedad y elimina la posibilidad de que se mantenga cualquier actividad biológica debido a las elevadas temperaturas y a los tiempos utilizados.

Características:

- Temperatura Ambiente +7°C a 150°C
- Control de temperatura digital
- Capacidad de 2 bandejas con distancia de 130mm
- Volumen de 64 litros.
- Sensor tipo "J"

Ventajas:

- Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- Mayor precisión de control.
- En acero inoxidable que alarga la vida útil de tu equipo.
- Incluye 2 fusibles extras.

